

آزمایشگاه فیزیک پیشرفته مشاهده اثر ابرسانائی

هدف: ماده ابرساناها مقاومت الکتریکی ندارند و پدیده مایسنر را از خود نشان می دهند یعنی میدان مغناطیس در داخل ابرسانا همیشه صفر است. آزمایش شامل دو بخش است. در بخش اول اثر مایسنر مشاهده می شود و در بخش دوم برای قطعه ابرسانای موجود، دمای گذار را اندازه گیری می کنید.

نکات ایمنی

هنگام کار با نیتروژن مایع حتی المقدور از عینک محافظ و دستکش استفاده کنید و نهایت دقت و ایمنی لازم را ببرید زیرا نیتروژن مایع در تماس با اجسام سریعاً آنها را منجمد می کند و در تماس با پوست اثرات سوختگی دارد. مجموعه "مدول اندازه گیری" را از جعبه آلومینیومی خود خارج نکنید.


آزمایش 1

مشاهده اثر مایسنر

این اثر از این واقعیت ناشی می شود که شار مغناطیسی به داخل یک ابرسانا نمی تواند نفوذ کند. در نتیجه یک ماده مغناطیسی دائمی و یک ابرسانا همدیگر را دفع می کنند. اگر یک ماده مغناطیس دائمی دارای وزن به اندازه کافی کم باشد و آن را بر روی یک ابرسانا قرار دهیم در اثر نیروی دافعه آن ماده مغناطیسی بر روی فضای بالای ابرسانا شناور می شود.

-مشاهده اثر مایسنر: (یک مشاهده کیفی)

قطعه ابرسانا در وسط ظرف قرار دهید سپس ظرف را از نیتروژن مایع پر کنید دقت کنید که نیتروژن مایع در ابتدا می جو شد. پس از سرد شدن ابرسانا نمونه مغناطیس دائمی را روی قطعه ابرسانا قرار دهید. مشاهده می شود قطعه بصورت معلق در می آید. (نمونه باید حدود چند میلی متر بالاتر از ابرسانا باشد).



شکل 1. مشاهده اثر مایسنر

آزمایش 2 اندازه‌گیری دمای گذار ابررسانای وسایل کار مربوط به دمای گذار:

وسایل شامل 1- آداپتور 2- مجموعه مدول اندازه‌گیری 3- ظرف نیتروژن مایع 4- منبع تغذیه

ظروف نیتروژن مایع:

بلوک پلاستیکی مانند ظرف عایقی برای نیتروژن مایع است و علاوه بر آن بعنوان مجموعه‌ای برای اندازه‌گیری کل نمونه آزمایش بکار برده می‌شود.

معرفی مجموعه آزمایش:

الف- مجموعه مدول اندازه‌گیری (شکل 2)


این مجموعه شامل ابررسانا و مقاومت گرمایی ایریدیوم است که در یک جعبه فلزی با پوشش سخت و نازک و طویل قرار دارد. این مجموعه در شکل 2 نشان داده شده است.

جریان ثابت در حدود $49/4 \text{ mA}$ بین اتصالات 1 و 4 برقرار می‌شود و کاهش ولتاژ بین نقاط 2 و 3 قابل اندازه‌گیری است.

نوع ابررسانا: $123 = \text{Y}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$

اندازه‌گیری دماها

مقاومت ایریدیوم $R=100 \ \Omega$ در $T=0 \text{ }^\circ\text{C}$




شکل 2. نمایش نمونه ابررسانا و اتصالات الکتریکی به همراه حسگر دما

ب- آداپتور اندازه‌گیری

شکل 3 نمایشی را برای آداپتور بیان می‌کند. این دستگاه مانند یک دستگاه اندازه‌گیری و منبع ولتاژ کار می‌کند. ولتاژ اندازه‌گیری شده دو سر مقاومت گرمایی ایریدیوم (U_{Temp}) را می‌توان از خروجی (4) آداپتور گرفت. این ولتاژ در محدوده مورد استفاده در آزمایش رابطه‌ای خطی با دما دارد. ولتاژ دو سر قطعه ابرسانا (U_a) از خروجی (5) آداپتور گرفته می‌شود. این ولتاژ بین صفر تا 0/37 تغییر می‌کند.

در صورتی که در حالت اتصال کوتاه (ابرسانائی) ولتاژ خروجی (5) صفر نشود بایستی با تغییر offset آنرا به صفر برسانید. برای تنظیم offset از ورودی (2) استفاده کنید، به این ترتیب که مدول اندازه‌گیری که به ورودی (8) وارد می‌شود را قطع کرده و ورودی (2) را اتصال کوتاه کنید. بایستی خروجی (5) ولتاژ صفر را نشان دهد. که حال می‌توانید با تنظیم offset آنرا دقیقاً صفر کنید.

تذکر: فاکتور بهره که در شکل 1 با شماره (6) مشخص شده است را تغییر ندهید. در صورت نیاز به تغییر فاکتور بهره این کار را می‌توانید در نرم‌افزار اندازه‌گیری انجام دهید.



شکل 3: آداپتور

- 1- خروجی منبع تغذیه
- 2- ورودی ولتاژ قابل اندازه‌گیری (خروجی ابرسانا)
- 3- ورودی سنسور حرارتی (خروجی ابرسانا)
- 4- خروجی اندازه‌گیری دما
- 5- خروجی ولتاژ قابل اندازه‌گیری U_a

- 6- فاکتور بهره
- 7- offset
- 8- ورودی مدول اندازه گیری
- 9- کلید
- 10- سوکت اتصال به منبع تغذیه

روش آزمایش

ابری سانی موجود در مدول و یا یک ابری سانی ساخته شده می تواند به عنوان ماده ابری سانی استفاده شود. برای بدست آوردن نتایج خوب و قابل مقایسه، همیشه از سنسور دمایی استفاده کنید که این سنسور دارای ساختار شبیه ساختاری که در واحد اندازه گیری است باشد. اندازه گیریها توسط یک X/Y یا PC ثبت می شوند. سیستم CASSY بعنوان تبدیلگر A/D بسیار مناسب است.

نرم افزار "LHW/N22" موجود می باشد که برای آزمایش ابررسانائی، supercon.lhw را باز کنید و آزمایش را به صورت زیر آغاز کنید.

- 1- خروجی مجموعه واحد اندازه گیری (شکل 2، مورد 2) را به آداپتور وصل کنید (سوکت 8)
- 2- منبع تغذیه را وصل کنید.
- 3- CASSY را به کامپیوتر وصل کنید.
- 4- خروجی دما از آداپتور را (سوکت 4) به ورودی CASSY,A وصل کنید.
- 5- خروجی ولتاژ ابررسانا (سوکت 5) را به ورودی CASSY,B وصل کنید.
- 6- نرم افزار supercon.lhw را فعال کنید. در این نرم افزار چند پنجره بایستی فعال باشد U_B و U_A و t که در صورت نبودن آنها بسازید. سه پنجره برای نمودارهای U_A-t ، U_B-t و $T-t$ و جدولی که T و U و t را به طول لحظه ای در آن می ریزد.
- U_B و U_A : مقادیر آزمایش را نشان می دهد. T : دما می باشد که بایستی بر حسب U_B تعریف شود. T بر حسب سانتیگراد و بر حسب ولت است. $T=1000U_B+23$
- 7- واحد اندازه گیری را در بلوک پلی اورتان قرار دهید و نیتروژن مایع را در آن بریزید.
- 8- نمودار تغییرات U بر حسب t (زمان) را اندازه بگیرید.

بررسی نتایج و سئوالات

- 1- منحنی مقاومت بر حسب دما (بر حسب) را اندازه گیری و دمای گذار را تعیین نمایید.
- 2- عامل اصلی پدیده ابررسانائی در مواد معمولی چیست؟
- 3- به چه موادی ابررسانای گرم گویند.
- 5- ابررساناها چه کاربردی دارند.