

آزمایشگاه فیزیک پیشرفته

## آشنایی با آشکارسازهای نوری

هدف: آشنایی با آشکارسازهای مقاومت نوری CdS،

### پدیده فتوکانداکتیویته در نیمه رساناها

وقتی پرتو نور به یک نیمه هادی می‌تابد ممکن است باعث افزایش هدایت الکتریکی شود. این امر وقتی اتفاق می‌افتد که  $h\nu > E_g$  باشد که  $E_g$  شکاف انرژی و  $\nu$  فرکانس فوتون تابش شده است. این پدیده مورد استفاده در ساخت انواع آشکارسازها است. اگر  $\sigma$  هدایت الکتریکی ماده‌ای با دانسیته الکترون و حفره به اندازه  $n_0$  و  $p_0$  و قابلیت حرکت هر کدام به میزان  $\mu_n, \mu_p$  باشد در اثر جذب نور تعداد الکترونها و حفره‌ها تغییر می‌کند به گونه‌ای که  $\Delta n = \Delta p$  و هدایت الکتریکی عبارتست از:

$$\sigma = \sigma_0 + e\Delta P(\mu_n + \mu_p)$$

$$\frac{\Delta \sigma}{\sigma_0} = \frac{\Delta n \mu_n (1+b)}{\sigma_0} \quad b = \frac{\mu_p}{\mu_n}$$

با تابش نور، پیوسته زوجهای الکترون و حفره تشکیل شده اما از طرفی با ترکیب با یکدیگر از بین می‌روند بنابراین اگر زمان دوباره جذب  $\tau$  باشد تغییر حاملها با زمان عبارتند از:

$$\frac{dn}{dt} = g \frac{n - n_0}{\tau}$$

که  $g$  میزان تولید الکترونها در واحد حجم بدلیل جذب نور است، در حالت پایا  $\frac{dn}{dt} = 0$

$$\Delta n = g\tau \quad \Rightarrow \Delta n = n - n_0$$

اگر  $d$  ضخامت نمونه نیمه‌رسانا و  $N(\nu)$  تعداد فوتونهایی که فرکانس  $\nu$  داشته و در واحد زمان به جسم برخورد می‌کند و  $a$  ضریب جذب باشد داریم

$$g = \frac{adN(\nu)}{V}$$

در اینجا  $V$  حجم است. با دانستن اینکه  $N(\nu) = \frac{I(\nu)A}{h\nu}$  سطح است و  $I(\nu)$  شدت فوتونها داریم

$$\frac{\Delta\sigma}{\sigma_0} = \frac{aI(\nu)\tau\mu_n(1+b)}{h\sigma_0} \quad \text{و} \quad \Delta n = \frac{aI(\nu)}{h\nu} \tau$$

## آزمایش 1

### ثابت جریان-ولتاژ آشکارساز نوری CdS

هدف: اندازه‌گیری جریان فوتونی  $I_{ph}$  بعنوان تابعی از ولتاژ  $V$  در تابش  $\varphi$  ثابت و به عنوان تابعی از تابش  $\varphi$  در  $V$  ثابت

اصول آزمایش: اثر فتوکنداکتیویته تغییر هدایت الکتریکی جسم بر اثر جذب نور است. این تغییر بدلیل افزایش حامل‌ها بدلیل جذب نور و انتقال الکترونها به نوار هدایت و یا ایجاد زوجهای الکترون و حفره است. بنابراین تغییر مقاومت الکتریکی به تغییر تعداد حفره‌ها  $\Delta P$ ، الکترونها  $\Delta n$ ، تحرک الکترونها و حفره‌ها  $\mu_h, \mu_e$  و بار الکترون بستگی دارد. وقتی ولتاژ  $V$  به دو سر مقاومت اعمال شود جریان برابر است با:


$$I_{ph} = \frac{A}{d} \times (\sigma) V$$

و این یک رابطه خطی است و  $d$  فاصله دو الکتروود و  $A$  سطح است. مقاومت نیمه‌هادی بعنوان سوئیچ نوری در نورسنج بکار می‌رود که لایه CdS از انواع مناسب است.

## وسایل آزمایش:

- 1- منبع نور سفید با منبع تغذیه 6 ولتی
- 2- قطبشگر 2 عدد
- 3- آشکارساز CdS (LEYBOLD 27802)
- 4- آشکارساز فوتولتایی (BPY 47)
- 5- پایه آشکارساز
- 6- مولتی متر با سیمهای رابطه 2 عدد
- 7- توری پراش 600 خط در میلی متر با نگهدارنده
- 8- عدسی به فاصله کانونی 150 mm دو عدد
- 9- شکاف با پایه
- 10- ریل اپتیکی
- 11- لیزر
- 12- خط کش و متر
- 13- منبع تغذیه DC





شکل 1: وسایل و چینش دستگاههای آزمایش

وسائل را مطابق شکل 1 بهم متصل نمائید.

### **مرحله 1:**

با اعمال ولتاژ کمتر از 40 ولت به دو سر مقاومت نوري (از صفر تا 30 ولت به تعداد پله‌هایی مناسب مثلاً دو ولتي) مقادير جريان را اندازه‌گيري كنيد. **ولتاژ اعمالی به مقاومت نوري نبايستی از 40 V تجاوز کند.** در اين آزمایش شدت تابیده به مقاومت را بايستی ثابت بگيريد و زاويه دو پولارويد را نسبت به هم صفر اختيار كنيد تا شدت عبوري از دو پولارويد ماكزيمم شود.

جدول شماره 1. ثبت جريان فوتوكانداكتور در شدت نور ثابت  $\Theta=0$

ولتاژ (ولت)	جریان ( میلی آمپر)	ولتاژ (ولت)	جریان ( میلی آمپر)
2		16	
4		18	
6		20	
8		22	
10		24	
12		26	
14		28	

سپس شدت نور را با استفاده از دو پولاريزور كه با هم زاويه  $a$  قابل تغيير مي‌سازند، تغيير دهيد و جدول شماره 2 را تکميل نماييد.

جدول شماره 2. ثبت جريان فوتوكانداكتور در شدت نور ثابت  $\Theta=45$

ولتاژ (ولت)	جریان ( میلی آمپر)	ولتاژ (ولت)	جریان ( میلی آمپر)
2		16	
4		18	
6		20	
8		22	
10		24	
12		26	
14		28	

سپس با ثابت نگه داشتن  $V$ ، شدت نور تابیده شده بر روی نمونه فتوکنداکتیو (CdS) را تغییر داده و مقادیر  $I_{ph}$  بر حسب (mA) اندازه‌گیری کنید. شدت نور با استفاده از دو پولاریزور که با هم زاویه  $a$  قابل تغییر می‌سازند قابل تغییر است. تأکید می‌شود ولتاژ اعمالی به مقاومت نوری نبایستی از 40 V تجاوز کند. ولتاژ را بر روی سه مقدار 1 و 10 و 20 ولت ثابت نگه داشته و مقدار جریان را با یکی مولتی‌متر با تغییر زاویه دو پولاروید به مقادیر 0 تا  $90^\circ$  مطابق با جدول 3 ثبت کنید (یک منحنی برای هر انتخاب ولتاژ).

جدول شماره 3. جریان بر حسب شدت نور

$\Theta$ درجه	10	20	30	40	50	60	70	80	90
V=1V									
V=10V									
V=20V									

اگر  $D$  ضریب عبور صفحه پولاروید و  $\phi_0$  تابش اولیه باشد، تابش عبوری عبارت است با:

$$\phi = \phi_0 D \cos^2 a$$

توجه: توان اعمال شده به مقاومت نوری CdS از  $0/2 \text{ W}$  تجاوز نکند. یعنی به عنوان مثال در ولتاژ اعمالی 20V نور تابشی در حدی نباشد که جریان آشکارساز از 10 mA تجاوز کند. توان بالاتر آشکارساز را خراب می‌کند.

1. منحنی  $I_{ph}$  بر حسب  $V$  برای زوایای داده شده رسم کنید جدول 1 و 2 با هم و جدول 3 جداگانه برای زوایای مختلف.

2. منحنی  $I_{ph}$  بر حسب  $\cos^2 a$  برای ولتاژهای 1 و 10 و 20 ولت رسم کنید.

## آزمایش 2

### اندازه‌گیری بستگی پاسخ فرکانسی (طول موجی)

دو پولاروید را بردارید و توری پرآش را که برنگهدارنده مناسب نصب شده در نزدیکترین مکان به محل اتصال دو ریل اپتیکی قرار دهید. بررسی کنید که توری پرآش عمود بر باریکه نور باشد. در مقابل منبع نور از شکاف

خطی استفاده نمایید تا باریکه نوری با پهنای کم به توری پراش برسد. در مقابل آشکارساز هم شکافی قرار دهید تا پهنای طیف دریافتی کوچک شود. با حرکت ریل اپتیکی کوچکتر که منبع نور بر آن قرار دارد طول موجهای مختلف که بوسیله توری پراش تفکیک شدند به آشکارساز می‌رسند. فاصله آشکارساز از توری پراش را تا حد ممکن افزایش دهید تا طول موجهای مختلف به نحو مناسبی از هم تفکیک شوند و در عین حال شدت نور در حدی باشد که آشکارساز بتواند تشخیص دهد. ولتاژ اعمالی به آشکارساز را روی 10 ولت قرار دهید. بازوی کوچکتر را حرکت دهید و برای اولین مرتبه پراش، جریان آشکارساز را بر حسب زاویه میان دو ریل ثبت کنید. برای اندازه‌گیری زاویه می‌توانید از خط کش و متر و یک لیزر قلمی که به ریل متحرک می‌توانید متصل کنید کمک بگیرید. با استفاده از رابطه

$$d \sin \theta = n\lambda$$

که  $d$  فاصله میان خطوط توری پراش،  $n$  مرتبه پراش و در این آزمایش برابر یک می‌باشد و  $\theta$  زاویه میان دو ریل و  $\lambda$  طول موج نور است. برای حذف نور محیط می‌توانید آشکارساز را داخل جعبه‌ای با دریچه کوچک قرار دهید.

جدول شماره 4. اندازه‌گیری بستگی پاسخ فرکانسی (طول موجی)

قرمز	زرد	سبز	بنفش	رنگ یا طول موج نور تابیده
				زاویه بین دو ریل
				جریان (میلی امپر)

- منحنی  $I_{ph}$  بر حسب  $\lambda$  را رسم و توصیف نمایید.

### آزمایش 3

#### آشنایی با سلول فوتوولتایی (BPY47)

در این دسته از آشکارسازها تابش نور منجر به ایجاد ولتاژی می‌شود که در صورت بسته بودن مدار منجر به عبور جریان می‌گردد. این آشکارساز، بصورت سلول خورشیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند. آشکارساز مورد استفاده در آزمایش ویفر سیلیکن نوع  $n$  ساخته شده است.

آشکارساز فوتوولتایی را جایگزین آشکارساز CdS کنید. برای اندازه‌گیری جریان در آزمایش کافی است که میکروآمپر متر را به دو سر آشکارساز متصل نمایید. دقت کنید دیگر نیازی به اعمال ولتاژ نیست. فاصله بین

آشکار ساز و توري پراش را به نحوي تنظيم كنيد كه اندازه گيري با دقت مناسب امكان پذير باشد. سعي كنيد شدت نور لامپ مطابق آزمايش قبل باشد. جريان آشكار ساز را بر حسب زاويه بين دو ريل اندازه گيري كنيد. با توجه به حساسيت اين آشكار ساز بر حسب طول موج به اين ترتيب مي توان طيف لامپ التھابي را اندازه گيري كرد.

جدول شماره 5. اندازه گيري بستگي پاسخ فرکانسي (طول موجي)

قرمز	زرد	سبز	بنفش	رنگ يا طول موج نور تابيده
				زاويه بين دو ريل
				جريان (ميلي امپر)

طيف لامپ التھابي را با توجه به منحنی جدول 5 بدست آورید.

### بررسی نتایج و سئوالات

- 1- با استفاده از نتایج آزمايش اول و دوم و آزمايش بستگي  $I_{ph}$  به  $\lambda$  منحنی مشخصه آشکار ساز CdS را بدست آورید.
- 2- آیا رفتار مقاومت CdS اهمي است؟
- 3- کاربردهاي CdS را بنویسید.