

آزمایش آشنایی با امواج مایکروویو


مقدمه

مطالعه پدیده‌های اپتیکی در محدوده‌ی فرکانس‌های مایکروویو دارای این امتیاز است که استفاده از طول موج سه سانتیمتری مایکروویو، ابعاد آزمایش را نسبت به آزمایشات نور مرئی بزرگتر می‌کند و در نتیجه کار اندازه‌گیری راحت‌تر می‌شود. اندازه‌هایی که در آزمایش‌های اپتیکی حدود میکرومتر هستند به سانتیمتر تبدیل می‌شوند و پارامترهایی که در آزمایش‌های اپتیک کلاسیک نامشخص هستند به خوبی ظاهر شده و قابل اندازه‌گیری می‌گردند. در این آزمایش به تحقیق کمی «انتشار»، «انعکاس» و «تداخل» امواج مایکروویو می‌پردازیم.

آشنایی با وسایل

۱. فرستنده مایکروویو

فرستنده مایکروویو با استفاده از دیود «گان» (gunn) امواجی همدوس با توان 15 mW تولید می‌کند، که قطبش آن خطی است و طول موجی حدود ۳ سانتی‌متر دارد (مقدار دقیق طول موج را بایستی در آزمایش به دست آورید). دستگاهی که مشاهده می‌نمایید، شامل «دیود» (با فرکانس تشدید کاواک 10.5 GHz) و یک «شیپور» برای سمت دادن به امواج خروجی است. امواج خروجی در امتداد محور دیود (عمودی) به صورت خطی قطبیده هستند و شیپور، امواج مایکروویو را طوری ارسال می‌کند که در امتداد محور شیپور متمرکز باشد.




شکل ۱، فرستنده مایکروویو

۲. گیرنده مایکروویو


آمپر متر موجود در گیرنده‌ی مایکروویو امکان اندازه‌گیری امواج دریافتی را فراهم می‌آورد که برای سیگنال‌های کم دامنه تقریباً متناسب با شدت میدان الکتریکی سیگنال مایکروویو دریافت شده است. شیپور گیرنده مایکروویو که همانند شیپور فرستنده است، سیگنال مایکروویو را جمع و آن را به دیودی واقع در کاواک تشدید 10.5 GHz (دیود گیرنده) منتقل می‌کند. دیود فقط به مولفه‌هایی از سیگنال که در راستای محور دیود قطبیده شده‌اند پاسخ می‌دهد و ولتاژ DC به وجود می‌آورد که با دامنه سیگنال مایکروویو متناسب است.

گیرنده مجهز به تقویت کننده است که به وسیله یک پیچ، قابل تنظیم است. دیود آشکارساز موجود در گیرنده یک المان غیرخطی (نسبت به شدت امواج دریافتی) است. این غیرخطی بودن در اکثر آزمایشات مشکلی به وجود نمی آورد، اما در نظر گرفتن این نکته حایز اهمیت است که درجات خوانده شده، مستقیماً به میدان الکتریکی امواج دریافت شده مربوط نمی شود و عموماً مقدار متوسطی را منعکس می کند.



شکل ۲، گیرنده مایکروویو

۳. خط کش و نقاله




شکل ۳، خط کش و نقاله


۴. صفحه شیشه‌ای و انعکاس گر فلزی



شکل ۴، صفحه شیشه‌ای و انعکاس گر فلزی



شکل ۵، صفحات فلزی



شکل ۶، قطبش‌گر



نکات

۱. هر چند خروجی فرستنده در حد استانداردهای لازم برای حفظ سلامتی است، با این حال هنگامی که فرستنده در حال کار است بهتر است از فاصله‌ی نزدیک مستقیماً به شیپور مایکروویو نگاه نکنید.
۲. پیچ تنظیم گیرنده ی مایکروویو باید در ابتدای هر آزمایش طوری تنظیم گردد که عقربه ی نشان‌دهنده، حداکثر داده‌های ممکن را جاروب کند و در طول هر آزمایش ، در این تنظیم نباید تغییری ایجاد گردد.

۳. پیچ تنظیمی که روی گیرنده است و با شماره های ۱ ، ۲ ، ۳ مشخص شده، معنای خاصی ندارند، اما هر چه بیشتر شود، حساسیت گیرنده افزایش پیدا می کند و بهتر است برای مراجعات احتمالی بعدی، عدد تنظیم شده یادداشت شود.
۴. انعکاس از وسایل نزدیک از جمله سطح میز می تواند در نتایج آزمایش ها تاثیر بگذارد. برای کاهش این انعکاسات ناخواسته، میز آزمایش را از تمام وسایل اضافی، خصوصا وسایل فلزی به غیر از آنچه برای آزمایش لازم است خالی کنید.
۵. تحت برخی شرایط مایکروویو می تواند در کار ابزار پزشکی الکترونیکی اختلال ایجاد نماید. اگر شما از دستگاه تنظیم ضربان قلب یا دیگر وسایل الکترونیکی پزشکی استفاده می کنید قبل از آزمایش، مطمئن شوید که مایکروویو در فرکانس ۱۰.۵ GHz در کار آن اختلال ایجاد نمی کند.

آزمایش ۱، انتشار

فرستنده و گیرنده را مطابق شکل (۷) روی بلندترین خط کش های نقاله قرار دهید.



شکل ۷

فرستنده را به برق وصل کرده و روشن کنید. فاصله بین دیود چشمه فرستنده و دیود آشکارساز گیرنده R را روی 40 cm تنظیم کنید (به نظر شما در اندازه گیری فواصل آیا می توان نقطه ی دیگری را غیر از محل دیودها انتخاب کرد؟). پیچ تقویت کننده ی گیرنده را طوری تنظیم کنید که عقربه، ماکزیمم انحراف را نشان دهد. فاصله R را مطابق مقادیر جدول (1) تنظیم کنید و برای هر مقدار R، درجه ای را که عقربه نشان می دهد، یادداشت نمایید.

R (cm)	انحراف خوانده شده
40	
50	
60	
70	
80	
90	
100	

جدول 1



اکنون می خواهیم آزمایش قبل را با دقت بیشتری انجام دهیم. فاصله R را از 30 تا 50 سانتیمتر، به آهستگی تغییر دهید. با افزایش تدریجی فاصله بین فرستنده و گیرنده به عقربه نگاه کنید. به الگوی انحراف عقربه نسبت به تغییر مکان گیرنده توجه کنید. R ها و انحراف های max و min را تعیین کنید. توصیه می شود در این آزمایش فاصله را، میلیمتری تغییر دهید. در صورت لزوم تعداد خانه های جدول 2 را بیشتر کنید.

R (cm)	Max / Min

جدول 2

آزمایش ۲، قطبش

فرستنده و گیرنده را بر روی طویل ترین خط کش های نقاله در فاصله مناسب از هم قرار دهید و قطبش گر را مطابق شکل (۳) در مقابل گیرنده بگذارید.





شکل ۸

قطبش گر را در زوایای داده شده در جدول ۳ قرار داده و مقدار انحراف عقربه را یادداشت کنید. دقت کنید که زاویه صفر هنگامی است که میله های قطبش گر موازی با سطح میز باشند و تقویت کننده ی گیرنده را طوری تنظیم کنید که در این زاویه ماکزیمم انحراف را نشان دهد.

انحراف خوانده شده	زاویه قطبش گر(درجه)
	۰
	۱۵
	۳۰
	۴۵
	۶۰
	۷۵
	۹۰

(جدول ۳)

آزمایش ۳، انعکاس



شکل ۹

وسایل را مطابق شکل (۹) قرار دهید و فرستنده را روشن کنید . مطابق شکل زاویه بین پرتوی ارسال شده از فرستنده (محور شیپور فرستنده) و خط عمود بر صفحه انعکاس گر، «زاویه تابش»، و زاویه بین محور شیپور گیرنده و خط عمود بر صفحه انعکاس گر، «زاویه انعکاس» نامیده می شوند.


زاویه انعکاس (زاویه‌ای که در آن بیشترین مقدار انحراف در گیرنده وجود دارد) (مربوط به هر یک از زوایای تابش مشخص شده در جدول (۴) را اندازه گیری و یادداشت کنید.

زاویه تابش (درجه)	زاویه انعکاس (درجه)
۲۰	
۳۰	
۴۰	
۵۰	
۶۰	
۷۰	
۸۰	

(جدول ۴)

توجه: در برخی زوایا، گیرنده نه تنها موج انعکاس یافته، بلکه موج مستقیم ارسال شده از فرستنده را نیز دریافت می‌کند که منجر به نتیجه نادرست می‌گردد. زوایایی را که این گفته در مورد آن‌ها صدق می‌کند، مشخص کنید (چگونه؟) و این زوایا را با علامت (*) نشان دهید.

دومین قسمت آزمایش انعکاس، بررسی کیفی تاثیر بازتاب امواج از اشیاء مجاور محل آزمایش است. بدین منظور مطابق شکل (۱۰) وسایل را بچینید و انعکاس گر فلزی را در کنار خط کش قرار دهید.



شکل ۱۰

در حالی که صفحه انعکاس گر موازی محور انتقال امواج است، فاصله ی آن را از خط کش تغییر دهید و حرکت عقربه آمپر متر را مشاهده کنید. آنچه مشاهده می کنید را برای بررسی کیفی، یادداشت کنید.


آزمایش ۴، تداخل سنج

در آخرین آزمایش، قصد داریم با روشی شبیه تداخل سنج مایکلسون، طول موج امواج تولید شده در فرستنده را تعیین کنیم. برای این منظور وسایل را مطابق شکل (۱۱) قرار می دهیم. توجه به این نکته اهمیت اساسی دارد که صفحات فلزی باید بر هم عمود باشند و صفحه شیشه ای باید با امتداد موج فرودی، زاویه ۴۵ درجه بسازد.



شکل ۱۱

موج فرودی پس از برخورد با شیشه، به دو قسمت تفکیک می شود که قسمتی از آن به صفحه فلزی اول و قسمت دیگر به صفحه فلزی دوم برخورد کرده و منعکس شده و پس از برخورد مجدد به شیشه، در گیرنده طرح تداخلی ایجاد می کنند. مسیر این دو پرتو در شکل (۱۲) نشان داده شده است.



شکل ۱۲

در صورتی که تداخل سازنده باشد، گیرنده حداکثر انحراف عقربه را نشان می دهد و وقتی تداخل ویرانگر باشد، کمترین میزان انحراف را نشان می دهد. با تغییر مکان یکی از صفحات فلزی، عقربه به حرکت در می آید (آیا تغییر مکان فرستنده یا گیرنده، اطلاعات خاصی به ما می دهد؟ چرا؟). اگر فاصله ای را که لازم است صفحه فلزی حرکت داده شود تا از یک مینیمم به مینیمم دیگر (و یا از یک ماکزیمم به ماکزیمم دیگر) برسیم، Δx بنامیم، داریم $\Delta x = \frac{\lambda}{2}$ بنابراین با اندازه گیری Δx میتوان طول موج را تعیین کرد. این آزمایش را چند بار انجام دهید تا بتوانید مقدار دقیق تری از طریق متوسط گیری به دست آورید.

خواسته‌های آزمایش

۱. اندازه میدان الکتریکی موج الکترومغناطیسی کروی با عکس فاصله از چشمه موج متناسب است و برای موج تخت ثابت است. با استفاده از نتایج آزمایش اول، تعیین کنید که موج تولید شده در فرستنده از کدام نوع است و سپس بررسی کنید که آیا مقادیر خوانده شده از آمپرمتر، متناسب با میدان الکتریکی است یا مجذور آن.
۲. نتایج به دست آمده از اندازه‌گیری مینیمم‌ها و ماکزیمم‌ها در آزمایش اول را ابتدا به صورت کیفی تحلیل کنید و دلیل مشاهده چنین نتایجی را بیان کنید. سپس مقدار متوسط طول موج را از داده‌ها به دست آورید.
۳. نتایج به دست آمده از آزمایش قطبش را با رابطه $I = I_0 \cos^2 \theta$ (رابطه‌ی مالوس) مقایسه کنید.
۴. چه رابطه‌ای بین زاویه تابش و انعکاس وجود دارد؟ آیا این رابطه برای تمام زوایای تابش برقرار است؟
۵. آزمایش انعکاس در حالت ایده آل می‌تواند به وسیله یک موج تخت کامل، صورت گیرد. تخت نبودن امواج گسیل شده از فرستنده چه تاثیری در رابطه تابش و بازتابش دارد؟
۶. با توجه به قسمت دوم آزمایش انعکاس، آیا تاثیر انعکاس از اشیا فلزی مجاور قابل صرفنظر است؟
۷. طول موج میکروویو فرستنده را با استفاده از آزمایش تداخل سنج بیابید و با نتیجه‌ی به دست آمده از خواسته دوم مقایسه کنید.

سوالات آزاد برای دانشجو

- الف-چند نمونه از کاربردهای امواج میکروویو در زندگیتان را نام ببرید. (نکته: فقط کاربردهایی که در زندگی شخص شماس را نام ببرید و برای این کار ۵ دقیقه فرصت دارید).
- ب-فکر می‌کنید که در زاویه‌ای که قطبشگر مایکروویو اجازه عبور موج را از خود نمی‌دهد، نور فرودی را جذب می‌کند و یا آن را باز می‌تاباند؟ می‌توانید حدس خود را در عمل در آزمایشگاه تست کنید.