


آزمایش شماره ۱۱

حرکت تقدیمی ژيروسکوپ (چرخش سنج)

مقدمه :

ژيروسکوپ (چرخش سنج) وسیله‌ای است که برای سنجش سرعت زاویه‌ای چرخش یک جسم به کار می‌رود. انواع پیشرفته‌ی ژيروسکوپ‌ها (مانند ژيروسکوپ‌های MEMS یا ژيروسکوپ‌های بخار اتمی) یکی از تجهیزات پرکاربرد گوشی‌های همراه، هواپیماهای مسافری، هواپیماهای جنگنده و ... است.



گشتاور لختی یک ژيروسکوپ با اندازه‌گیری شتاب زاویه‌ای ژيروسکوپ که توسط گشتاور معینی ایجاد شده، قابل محاسبه است. رابطه میان بسامد چرخش محوری f_r و حرکت تقدیمی f_p ژيروسکوپ را با مقادیر متفاوت گشتاور وارد بر محور چرخش $\tau = F \times r$ به صورت رابطه ۱ می‌توان نوشت.

$$f_p = \frac{1}{4\pi^2} \frac{\tau}{I_z} \frac{1}{f_r}$$

رابطه ۱ :


که I_z گشتاور لختی حول محور Z است.

همچنین اگر محور چرخش ژيروسکوپ توسط نیرویی خارجی اندکی جابجا شود، رقص محوری ایجاد می‌شود. بسامد رقص محوری f_{nu} به صورت تابعی از بسامد چرخش محوری f_r بدست می‌آید. (آیا نیازی به این توضیح هست؟)

$$f_{nu} = \frac{I_z}{\sqrt{I_x I_y}} f_r$$

رابطه ۲:

که I_x و I_y و I_z به ترتیب گشتاور لختی حول محور x و y و z هستند.



تئوری:

بسامد حرکت تقدیمی ژيروسکوپ مستقیماً با استفاده از شفت انکودر سنجیده می‌شود. هر پالس رسیده از انکودر $1/360$ دور است. زمان شروع یک پالس تا خاتمه آن توسط دیتا لاگر سنجیده شده و بر حسب میکرو ثانیه به عنوان پریود حرکت تقدیمی به رایانه از طریق پورت USB ارسال می‌گردد. رایانه نیز این مقدار را به دور بر ثانیه تبدیل نموده و در داخل پنجره مربوط به دیتالاگر به نمایش می‌گذارد.

بسامد حرکت دورانی با استفاده از یک سنسور مغناطیسی که بر روی محور اصلی ژيروسکوپ نصب شده سنجیده می‌شود. بر روی دیسک ژيروسکوپ دو عدد آهنربا با فاصله 180 درجه نصب گردیده است. این آهنرباها بطور پی در پی N و S می‌باشند. هر N و S متوالی ایجاد یک پالس برای دیتا لاگر می‌نماید. در یک دور دوران کامل دیسک ژيروسکوپ یک پالس ایجاد خواهد گردید. پریود این پالسها در دیتا لاگر بر حسب میکرو ثانیه سنجیده شده و به عنوان پریود چرخش دورانی به رایانه ارسال می‌گردد رایانه نیز با انجام محاسبات ساده ای، این عدد را به دور بر ثانیه تبدیل نموده و در داخل پنجره مربوط به دیتالاگر به نمایش در می‌آورد. با ثبت همزمان این دو سرعت زاویه ای می‌توان ارتباط بین سرعت زاویه ای دورانی و سرعت زاویه ای حرکت تقدیمی ژيروسکوپ را بدست آورد.

مراحل انجام آزمایش :

ابزار مورد نیاز:

ژیروسکوپ (شامل دیسک، محور، پایه، رمزگذار (انکودر)^۴ چسبیده به پایه برای ثبت بسامد حرکت تقدیمی و سیم‌های اتصال به ثبت‌کننده‌ی داده)، رمزگذار (انکودر) حسگر مغناطیسی برای ثبت بسامد حرکت چرخشی، میله استوانه‌ای برنجی، ثبت‌کننده‌ی داده به همراه سیم برق و آداپتور، موتور چرخاننده دستگاه ژیروسکوپ به همراه سیم برق، وزنه ۵۰ گرمی، وسیله‌ای برای فیلمبرداری از اعداد نمایش داده شده روی صفحه‌ی نمایش ثبت‌کننده‌ی داده.

ابتدا ژیروسکوپ را روی یک سطح کاملاً مسطح قرار دهید. در صورت تراز نبودن، پایه نگهدارنده را با پیچ‌های تنظیم، تراز کنید. از اتصال سوکت‌های رمزگذار (انکودر) و حسگر مغناطیسی به کانال‌های A و B ثبت‌کننده‌ی داده اطمینان حاصل کنید. کابل سیاه رنگ مربوط به انکودر و کابل خاکستری رنگ مربوط به حسگر مغناطیسی است. ثبت‌کننده‌ی داده را به پریز متصل کنید.

در صورت عدم نمایش داده‌ها روی صفحه‌ی نمایش ثبت‌کننده‌ی داده، کابل دوشاخه را از ثبت‌کننده‌ی داده درآورده و سریعاً دوباره به آن متصل کنید.

سپس روی محور ژیروسکوپ یک وزنه استوانه‌ای برنجی قرار گرفته است. محل این وزنه‌ی برنجی روی محور باید طوری تنظیم شود که ژیروسکوپ در امتداد محور افقی متعادل باشد. برای این کار پیچ روی وزنه را اندکی شل کرده و وزنه را به اندازه‌ای جابه‌جا کنید که محور ژیروسکوپ کاملاً در راستای افقی قرار گیرد، سپس پیچ را سفت کنید. **با کمک دستیار آزمایشگاه، دیسک ژیروسکوپ را به وسیله موتور چرخاننده با دقت بچرخانید تا زمانی که t_r نشان داده شده روی صفحه‌ی نمایش ثبت‌کننده‌ی داده به ۳۰۰۰۰ (معادل بسامد چرخش ۳۳ دور بر ثانیه) برسد.**

توجه: تیغه‌ی موتور را قبل از روشن کردن موتور در محل تعبیه شده روی دیسک فروبرید.

سرعت چرخش موتور را به آرامی طی سه چهارم مرحله افزایش دهید و هرگز این پیچ را تا انتها بالا نبرید.

^۴ Encoder

بعد از آن که سرعت چرخش دیسک ژيروسکوپ به مقدار دلخواه رسید، تیغه‌ی موتور را به آرامی جدا کنید و موتور را خاموش کنید.

پس از جدا کردن تیغه‌ی موتور، محور ژيروسکوپ همچنان باید در امتداد افق بوده و هیچ حرکت تقدیمی نداشته باشد. حال به آرامی به انتهای محور ژيروسکوپ وزنه پنجاه گرمی را اضافه کنید. با اضافه کردن وزنه، ژيروسکوپ شروع به حرکت تقدیمی می‌کند.

توجه: اضافه کردن وزنه را با نهایت دقت انجام دهید تا ضربه‌ی اضافه‌ای به ژيروسکوپ وارد نشود. در چند ثانیه‌ی ابتدایی ژيروسکوپ دارای حرکت رقص محوری است. صبر کنید تا حرکت رقص محوری ژيروسکوپ کمتر شود. سپس از اعداد نشان داده شده روی صفحه‌ی نمایش ثبت کننده‌ی داده ویدئو تهیه کنید. تا زمانی که محور ژيروسکوپ تقریباً در امتداد افقی است ($t_r \sim 65000$)، به ضبط ویدئو ادامه دهید. ویدئوی تهیه شده را ذخیره کنید.


خواسته‌ها:

(۱) از روی داده های ثبت شده f_p و f_r را محاسبه کرده و نمودار f_p بر حسب $\frac{1}{f_r}$ را رسم کنید. شیب نمودار و خطای شیب را به کمک روش کمترین مربعات تعیین کنید.

نکته: توجه داشته باشید که داده‌ها تقریباً به دو دسته‌ی جدا از هم تقسیم می‌شوند و هر دسته، به صورت جداگانه روی یک خط قرار می‌گیرد. داده‌های دسته‌ی کوچک‌تر را با یک ضریب دو بهنجار کنید. با این کار روند عمومی داده‌ها کاملاً منطقی می‌شود و همه‌ی داده‌ها تقریباً روی یک خط قرار می‌گیرند. (این اشکال احتمالاً به الکترونیک مدارهای ثبت کننده‌ی داده‌ها بازمی‌گردد. درباره‌ی علت احتمالی آن فکر کنید)

(۲) با استفاده از شیب نمودار و خطای آن و به کمک رابطه‌ی (۱) لختی دورانی دیسک و خطای آن را به دست آورید.

۳) ابعاد تقریبی قسمت‌های مختلف دیسک در شکل زیر آمده است. دیسک از آلومینیوم ساخته شده و چگالی آلومینیوم 2.70 gr/cm^3 است. با استفاده از مقادیر داده شده و به کمک رابطه‌ی زیر لختی دورانی دیسک را محاسبه کنید.



$$I = \int r^2 dm$$

۴) مقدار لختی دورانی محاسبه شده را با مقدار بدست آمده از طریق آزمایش مقایسه کنید. درصد خطای نسبی را حساب کنید.

۵) درباره نحوه عملکرد رمزگذار(انکودر) و حسگر مغناطیسی برای اندازه گیری بسامد چرخش و بسامد حرکت تقدیمی تحقیق کنید و به صورت کوتاه نتیجه‌ی تحقیق خود را شرح دهید.

۶) در این آزمایش چه خطاهایی وجود دارد؟ راههایی برای کاهش این خطاها پیشنهاد کنید.