


آزمایشگاه فیزیک حالت جامد آزمایش تشدید اسپین الکترون

اهداف آزمایش

- 1- بررسی پدیده تشدید اسپین الکترون (Electron Spin Resonance, ESR)
- 2- اندازه گیری نسبت یا ضریب ژیرومغناطیس (gyromagnetic ratio)
- 3- وابستگی دامنه‌ی سیگنال و پهنای خط به فرکانس تشدید

اصول آزمایش

آزمایش تشدید اسپین الکترون (ESR) بر اساس ایجاد اندرکنش اسپین الکترونهاى ماده با میدان مغناطیسی اعمالی که منجر به شکافتگی ترازهای انرژی می شود و سپس ایجاد شرایط جذب انرژی با تابش امواج الکترومغناطیسی و مشاهده این جذب استوار است. نتایج این آزمایش می تواند اطلاعات ذی‌قیمتی را درباره ساختار اتمها و مولکولها فراهم کند. برای این منظور ماده‌ی مورد نظر را در يك میدان مغناطیسی که توسط عبور جریان از پیچه‌ها تولید می شود قرار داده و سپس با روبش میدان مغناطیسی حول یک مقدار ثابت در محیطی که تابشی با فرکانس رادیویی (RF) دارد ، آنرا به وضعیتی در می آوریم تا انرژی جذب کند. بدلیل کوچک بودن اختلاف انرژی ترازها برای میدان های معمولی ، تابش مورد نیاز در حد فرکانس رادیویی است. پدیده تشدید از روی تغییر امپدانس در مدار نوسانی تشخیص داده می‌شود. شکل 1 شماتیک آزمایش را نشان می دهد.



شکل 1

نمونه در این شکل درون يك سیمپیچ که به اسیلاتور RF متصل است قرار دارد. اسیلاتور RF جریان متغیری را در سیمپیچ مذکور برقرار می‌کند و بنابراین میدان مغناطیسی کوچک‌تری (از میدان مغناطیس یکنواخت DC) را در جهت عمود بر میدان DC اعمال می‌کند. الکترون‌های آزاد درون نمونه‌ی آزمایش دارای گشتاور دو قطبی مغناطیسی μ_s هستند که با گشتاور زاویه‌ای ذاتی‌اش، اسپین، رابطه‌ی زیر را دارد

$$\mu_s = g_s \mu_B \frac{S}{\hbar} \quad (1)$$

که g_s مشخصه ثابتی برای الکترون است. (gyromagnetic factor) ، μ_B مگنتون بور $= \frac{e\hbar}{2m_e}$ ، S اسپین الکترون و \hbar ثابت پلانک است.

گشتاور دو قطبی مغناطیسی این الکترون با میدان مغناطیسی DC برهم‌کنش می‌کند. الکترون، بر اساس طبیعت کوانتومی‌اش، تنها می‌تواند در دو جهت باشد بنابراین در برهم‌کنش با میدان ترازهای هم انرژی (در غیاب میدان) به دو تراز با تفاوت انرژی کوچک شکافته می‌شوند. (شبه پدیده‌ی زیمان). بنابراین این انرژی ترازها برابر است با $E_0 \pm \frac{g_s \mu_B}{2} B$ ، که E_0 انرژی الکترون قبل از اعمال میدان مغناطیسی است. بنابراین اختلاف انرژی میان این دو حالت جهت‌گیری برابر $g_s \mu_B B$ است که B نیز اندازه‌ی میدان مغناطیسی است. (رابطه‌ی $\vec{\mu} \cdot \vec{B} = \mu \cdot B$ = انرژی پتانسیل دو قطبی مغناطیسی را به خاطر آورید).

تشدید زمانی رخ می‌دهد که اسیلاتور RF در فرکانس ν به نحوی تنظیم شود که انرژی فوتون‌های تابشی $h\nu$ ، برابر با اختلاف انرژی میان دو حالت مجاز الکترون‌ها باشد. بنابراین الکترون‌هایی که در حالت انرژی پایین‌تر باشند هر یک می‌توانند یک فوتون جذب کنند و به تراز بالاتر بروند.


این جذب فوتون (که معادل کاهش شار مغناطیسی است) بر گذرده‌ی مغناطیسی نمونه‌ی آزمایش تأثیر می‌گذارد. (منظور از گذرده‌ی مغناطیسی یا تراوایی یا نفوذپذیری مغناطیسی همان ضریب μ در رابطه‌ی $\vec{B} = \mu(H)\vec{H}$ است. این μ را با گشتاور مغناطیسی اشتباه نگیرید.) که این تأثیر به نوبه‌ی خود القای سیمپیچ (یا خودالقا؛ L) را تغییر داده. به بیان دیگر جذب فوتون‌ها در درون سیم پیچ، منجر به کاهش شار مغناطیسی درون آن می‌شود و این کاهش بر اساس رابطه‌ی $U = -\frac{d\Phi}{dt}$ ، ولتاژی را درون سیمپیچ القا می‌کند. نتیجه، تغییری قابل مشاهده در جریان درون سیمپیچ و اسیلاتور است.

بنابراین شرط تشدید برابر است با

$$h\nu = g_S\mu_B B \quad (2)$$

چیدمان دستگاهی

برای سهولت اندازه گیری، میدان مغناطیسی ثابت با عبور جریان ثابت DC از یک پیچه مستقل تامین و با یک جریان AC با فرکانس (60 Hz) مادوله (Modulated) می‌شود تا بتوان شرایط تشدید را کنترل کرد. در نتیجه شدت میدان ثابت (به‌کندی) تغییر می‌کند و می‌توان این تغییرات را با یک اسیلوسکوپ دید. همچنین اگر اسیلوسکوپ دوکاناله باشد می‌توان شرایط جذب ESR در مدار RF را هم زمان مشابه شکل 2 مشاهده کنیم.



شکل 2: روی صفحه اسیلوسکوپ

منحنی بالایی اندازه‌ی جریان در پیچه‌های هلمهولتز است که متناسب با میدان مغناطیسی خارجی است. منحنی پایینی نمایانگر اختلاف ولتاژ در دو سر اسیلاتور RF است و هر بار که میدان مغناطیسی خارجی از نقطه‌ی تشدید گذر کند، به‌طور ناگهانی افت می‌کند. در این شکل در دو زمان شرایط تشدید در یک سیکل فراهم شده است. می‌توان با تنظیم شیفت فاز شرایطی فراهم کرد که در یک سیکل یک جذب داشته باشیم.


در عمل، اندازه‌گیری‌های مبتنی بر ESR، بسیار پیچیده‌تر از آنی است که رابطه‌ی (2) بیان می‌کند. الکترون‌ها و پروتون‌ها، در اتم یا مولکول، محیط مغناطیسی پیچیده‌ای را شکل می‌دهند که با اعمال میدان مغناطیسی خارجی تأثیر می‌پذیرد. لذا شکافتگی‌ها و جابه‌جایی‌های متعدد در انرژی‌بوجود می‌آید که هر کدام اطلاعات حساسی را درباره‌ی ساختار داخلی اتم‌ها و مولکول‌ها می‌دهند.

نمونه‌ی آزمایشی در این آزمایش، حاوی DPPH (Diphenyl – Picryl – Hydrazyl) است که ماده‌ای به‌ویژه ساده برای اندازه‌گیری ESR است. در واقع مولکول این ماده، گشتاور زاویه‌ای صفر ($L=0$) دارد و تنها یک الکترون جفت‌نشده دارد. بنابراین، به ازای مقدار مفروضی از میدان

مغناطیسی خارجی، تنها یک فرکانس تشدید منفرد دارد. این ویژگی، تحقیق برخی از اصول پایه‌ای تشدید اسپینی الکترون را ممکن می‌سازد.

معرفی اجزای دستگاه ESR

شکل 3 دستگاه و قطعات مورد نیاز برای آزمایش را نشان می‌دهد.




شکل 3

شکل 3: تجهیزات اصلی دستگاه ESR (به جز اسپیلوسکوپ و آمپر متر)

واحد پروب (probe یا کاوه)

واحد پروب (شکل 4) قلب دستگاه ESR است. این واحد شامل اسیلاتور RF، یک تقویت‌کننده سیگنال که درون آن تعبیه شده و یک تقسیم‌کننده فرکانس با نسبت 1000 به 1 است. این تقسیم‌کننده فرکانس ممکن می‌سازد فرکانس RF، که در محدوده 1 MHz است را با استفاده از یک فرکانس سنج استاندارد، در محدوده 1 KHz اندازه‌گیری کند.




شکل 4

فرکانس و دامنه‌ی سیگنال RF را، با استفاده از دکمه‌های نشان داده شده در شکل می‌توان کنترل کرد. محدوده‌ی فرکانس‌هایی را که اسپلاتور تأمین می‌کند به این بستگی دارد که کدام یک از پروب‌های (سیم پیچ) RF استفاده شده باشند؛ زیرا بخشی از القای (یا خودالقا) پروب ناشی از القای مدار اسپلاتور است که سیم‌پیچ نیز جزئی از آن است. محدوده‌ی فرکانس برای هر پروب (یا سیم‌پیچ) در شکل 3 نشان داده شده است. واحد پروب باید توسط رابط به واحد کنترل، که تمامی ولتاژهای لازم را تأمین می‌کند، متصل شود.

واحد کنترل

واحد کنترل، اکثراً ابزارهای لازم را، جهت به کارگیری واحد پروب، تأمین می‌کند. صفحه‌ی کنترل جلویی در شکل 5 توضیح داده شده است. در واقع واحد کنترل سه کارکرد دارد:

- 1- ولتاژهای لازم را، برای راه‌اندازی واحد پروب و پیچ‌های هلمهولتز، تأمین می‌کند.
- 2- با یک نمایشگر دیجیتال مقادیر فرکانس‌های RF را که واحد پروب تولید کرده است، نشان می‌دهد.




شکل 5: واحد کنترل

3- خروجی‌های لازم را، برای اسیلوسکوپ دوکاناله، ارائه می‌کند. یک خروجی، متناسب با جریان در اسیلاتور RF است و برای مشاهده‌ی پالس‌های تشدید به کار می‌رود. خروجی دیگر، متناسب با جریانی است که پیچه‌های هلمهولتز را تغذیه می‌کند و بیانگر میدان مغناطیسی (خارجی) است.

توجه: یک تأخیر فاز ذاتی میان جریان در پیچه‌های هلمهولتز و سیگنال ولتاژی که به اسیلوسکوپ می‌دهیم، وجود دارد. این شیفت به دلیل (خود) القای پیچه‌ها است. واحد کنترل، شامل یک جابه‌جاکننده‌ی فاز است که اجازه می‌دهد این تأخیر جبران شود؛ تا بتوان میدان مغناطیسی و پالس‌های تشدید را، به همراه رابطه‌ای مناسب میان فازهایشان، مشاهده کرد.

پیچه‌های هلمهولتز



شکل 6: پیچه‌های هلمهولتز

پیچه‌های هلمهولتز میدان مغناطیسی بسیار یکنواختی را تأمین می‌کنند تا نمونه، جهت اندازه‌گیری ESR، تحت تأثیر آن قرار بگیرد. این پیچه‌ها باید به طور موازی به هم متصل شوند (چه از لحاظ هندسی و چه از لحاظ الکترونیکی). به گونه‌ای که فاصله‌ی میانشان برابر با شعاع باشد (شکل 6). در این حالت میدان مغناطیسی در منطقه‌ی مرکزی بین دو پیچه، بسیار یکنواخت و برابر با مقداری است که در شکل 6 نشان داده شده است.

یکنواخت بودن میدان بدین معنا است که اگر محور z را در راستای محور پیچه‌ها بگیریم

$$\left(\text{برای پرداخت بیشتر به این مسئله، رجوع کنید به کتاب الکتروپدینامیک} \frac{\partial B}{\partial z} = \frac{\partial^2 B}{\partial z^2} = 0\right)$$


گرفیتس، ویرایش سوم، مسأله‌ی 5-59.)

نکته مهم: جریان هر یک از پیچه‌ها نباید بیش از 3 آمپر شود. بنابراین جریان کل نباید بیش از 6 آمپر شود.

تنظیم دستگاه

ESR در حالت اسیلوسکوپ دو کاناله

- 1- همان‌طور که در شکل 7 نشان داده شده است، پیچ‌های هلمهولتز را به واحد کنترل متصل کنید (پیچ‌ها باید به طور موازی متصل شوند). یک آمپرسنج نیز به طور سری به پیچ‌ها وصل کنید تا جریان آن‌ها را تحت نظر بگیرید.
- 2- پیچ‌های هلمهولتز را به نحوی قرار دهید که موازی، روبروی هم و در یک جهت مغناطیسی (قانون دست راست) قرار بگیرند و فاصله‌ی شان تقریباً برابر با شعاعشان باشد.



شکل 7: اتصال واحد پروب به واحد کنترل

نکته‌ی مهم: اجازه ندهید جریان در هر یک از پیچ‌ها از 3 آمپر فراتر رود.

- 3- خروجی X واحد کنترل را به کانال 1 اسیلوسکوپ دوکاناله، متصل کنید و تنظیم‌های زیر را انجام دهید:

حساسیت (sensitivity): 2 یا 1 (V/div)


سرعت جاروب کردن صفحه (sweep Rate): 5 یا 21 (ms/div)

جفت‌شدگی (coupling): DC

- 4- U_{mod} را روی صفر قرار دهید؛ (پیچ یا دکمه‌ی وسطی در واحد کنترل). سپس U_0 را (پیچ یا دکمه‌ی سمت چپ)، به آرامی از صفر تا 10 ولت تغییر دهید و منحنی اسیلوسکوپ را مشاهده کنید. این منحنی باید واضح و خط مستقیم باشد که نشان‌گر مولفه‌ی DC جریان در

پیچه‌های هلمهولتز است. (در واقع U_0 ، جریان DC که به پیچه‌های هلمهولتز می‌رود را کنترل می‌کند. سپس U_0 را دوباره روی صفر قرار دهید.

5- U_0 را تقریباً تا میانه‌ی مقیاسش بپیچانید. سپس U_{mod} را به طور ساعت‌گرد بچرخانید تا مولفه‌ی AC جریان در پیچه‌های هلمهولتز افزایش یابد. حال منحنی روی اسیلوسکوپ باید یک موج هموار سینوسی که متناظر با میدان مغناطیسی AC سوار شده بر میدان DC است، نمایش دهد. (شکل 8)



شکل 8
صفحه اسیلوسکوپ
جریان در پیچه‌های هلمهولتز

6- خروجی Y واحد کنترل را به کانال 2 اسیلوسکوپ وصل کنید. تنظیمات کانال 2 را این گونه قرار دهید:

حساسیت (sensitivity) : (V/div) 0.5 یا 1

جفت‌شدگی (coupling) : DC

7- واحد پروب را به واحد کنترل وصل کنید (همانطور که شکل 7 نشان داده است).
8- پروب RF ، با تعداد دور متوسط را در داخل واحد پروب تعبیه کنید و نمونه‌ی DPPH را درون سیم‌پیچ پروب قرار دهید.

9- واحد پروب را با قرار دادن سوئیچ On/Off روی موقعیت (I) روشن کنید. سپس پیچ کنترل دامنه را (روی واحد پروب) تا وضعیت میانه‌اش بچرخانید.

10- اکنون باید فرکانس‌سنج، روی واحد کنترل، فرکانس نوسان‌های RF را نمایش دهد. پیچ کنترل فرکانس را ، بر روی واحد پروب، به گونه‌ای تنظیم کنید که خروجی تقریباً 50 MHz را تولید کند.

11- U_{mod} را تقریباً روی چهارمین موقعیت بالای صفر قرار دهید. (تقریباً در موقعیت ساعت 11 (!

12- U_0 را از صفر تا مقدار میانی‌اش افزایش دهید تا جریان در هریک از پیچه‌های هلمهولتز تقریباً یک آمپر شود. حال منحنی‌های روی اسیلوسکوپ باید مانند شکل 9 به نظر آیند.

منحني كانال 1 جريان پيچه‌هاي هلمهولتز را نشان مي‌دهد که متناسب با ميدان مغناطيسي (خارجي) است. منحني كانال 2 اختلاف ولتاژ دوسر اسيلاتور RF را نشان مي‌دهد که دو پالس روي آن نمايانگر جذب تشديدي‌اند. اگر شما هيچ پالس تشديدي را نمي بينيد، به آهستگي U_{mod} يا فرکانس RF را آنقدر کم و زياد کنيد که پالس‌هاي مذکور را ببينيد.




شکل 9

13- منحنی‌های شما ممکن است آن طور که در شکل 9 است، متقارن نباشند. این به علت (خود) القای پيچه‌هاي هلمهولتز است که جريان عبوري از خود را متأثر مي‌کنند و بنابراین فاز ميدان مغناطيسي توليد شده از فاز اعمالی بر پيچه‌ها وامي‌ماند. مي‌توان این تأخير را با تنظيم ϕ ، جابه‌جاکننده‌ي فاز (Phase Shifter)، جبران کرد تا این که منحنی‌ها متقارن شوند. وقتی منحنی‌ها متقارن باشند، به طور صحیحی رابطه‌ي میان ميدان مغناطيسي مادوله شده (ميدان مغناطيسي DC + ميدان مغناطيسي AC) و پالس‌هاي تشديد را باز مي‌نمایانند.


ESR در حالت X-Y اسيلوسکوپ:

اغلب ESR را در حالت X-Y مشاهده مي‌کنند. براي این منظور خروجی‌هاي X و Y واحد کنترل را به ورودی‌هاي X و Y اسيلوسکوپ وصل کنيد. در این حالت جابه‌جایی افقی در منحنی نمايانگر اندازه‌ي ميدان مغناطيسي میان پيچه‌هاي هلمهولتز است. جابه‌جایی عمودي بيانگر سیگنالی است که از واحد پروب می‌آید.

مانند پيش دو پالس تشديد مي‌تواند مشاهده شود؛ زیرا ميدان مغناطيسي (خارجي) دوبار از مقدار صحیح، در هر دوره‌ي تناوب، می‌گذرد. با تنظيم جابه‌جاکننده‌ي فاز (phase shifter)، دو پیک (کمینه‌ي پالس) را می‌توان روي هم منطبق کرد. منحنی حاصل همانند شکل 10 ظاهر خواهد شد.



شکل 10



شکل 11


آزمایش

- 1- دستگاه را بر طبق بخش پیش تنظیم کنید.
 - 2- فرکانس RF و جریان DC ورودی به پیچه های هلمهولتز را آن قدر تغییر دهید تا پالس های تشدید را بیابید.
 - 3- جابه جاکندهی فاز را آن طور تنظیم کنید که پالس های تشدید نسبت آن منحنی از اسیلوسکوپ که نمایانگر جریان پیچه ها است، متقارن شود.
 - 4- تنظیم جریان DC را به نحوی اصلاح کنید که پالس های تشدید وقتی رخ دهند که مولفه ی AC جریان، در پیچه های هلمهولتز، صفر باشد.
- برای این کار:
- الف- مطمئن شوید که کانال 1 اسیلوسکوپ (مربوط به آن منحنی که جریان پیچه های هلمهولتز را نشان می دهد) در حالت جفت شدگی (AC coupling) باشد.

ب) با به کارگیری کنترل‌کننده‌های اسیلوسکوپ، ورودی کانال 1 را زمین (ground) کنید. سپس منحنی مربوطه را روی خط صفر قرار دهید و آنگاه ورودی 1 را از حالت زمین خارج کنید.

ج) حال، دوباره جریان DC را به نحو مناسب تنظیم کنید. همان‌طور که حتماً می‌دانید برای این کار باید به این توجه کنید که چگونه پالس‌های تشدید به هم نزدیک یا از هم دور می‌شوند. با این نکته جریان DC و، اگر نیاز باشد، جابه‌جاکننده‌ی فاز (ϕ) را به نحوی همساز کنید تا پالس‌ها دقیقاً وقتی جریان AC در پیچه‌ها صفر می‌شود، روی دهند. (به دقیق‌ترین وجه، این حالت وقتی صورت خواهد پذیرفت که موقعیت عمودی منحنی مربوط به کانال 2 طوری باشد که پایین پالس‌های تشدید دقیقاً روی تراز صفر منحنی کانال 1 باشد.)

با این تنظیم‌ها، منحنی‌های روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ باید مانند شکل 12 باشند. در این وضعیت همه چیز مهیا برای اندازه‌گیری ESR است. از آنجایی که جریان پیچه‌ها به نحوی تنظیم شده است که پالس‌های تشدید وقتی روی بدهند که جریان AC پیچه‌ها صفر باشند، لذا جریان در داخل پیچه‌های هلمهولتز، در لحظه‌ی تشدید، دقیقاً برابر مقدار DC بیان شده توسط آمپرتر است. فرکانس تشدید را نمایش‌گر دیجیتال در واحد کنترل نشان می‌دهد.



شکل 12
صفحه اسیلوسکوپ

5- فرکانس RF و جریان DC را یادداشت کنید. سپس جریان را تغییر داده و فرکانس جدید را بیابید. این کار را برای چندین مقدار فرکانس انجام دهید و سپس پروب RF را تغییر دهید و مشاهدات را برای هر سه پروب RF انجام دهید.

6- اندازه‌ی میدان مغناطیسی بین پیچه‌های هلمهولتز (با استفاده از قانون بیوساوار) از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$B = \mu_0 \left(\frac{4}{5}\right)^2 N \frac{I}{r}$$

7- حال می‌توانید عامل g را برای الکترون نمونه‌ی DPPH با رابطه‌ی $h\nu = g_s \mu_B B$ تعیین کنید.

خواسته‌های آزمایش

- 1- رابطه‌ی v بر حسب B را به دست آورید.
- 2- مقداری عددی g_s را از طریق روش کمترین مربعات یا با استفاده از نرم افزارهایی مانند Excel یا Table Curve به دست آورید.
- 3- درباره‌ی عدد به دست آمده و تفاوتش با مقدار اصلی آن که برابر 2/0036 است، بحث کنید.
- 4- چه قدر میدان مغناطیسی زمین می‌تواند بر روی نتایج تأثیرگذار باشد؟
- 5- عرض منحنی تشدید در حالت $x-y$ به چیزی بستگی دارد؟
- 6- در صورتی که بر میدان مغناطیسی DC پیچه‌های هلمهولتز میدان AC سوار نکنیم، با چه تکنیکی می‌توان اثر ESR را اندازه‌گیری کرد؟
- 7- اساس کار تشدید اسپینی هسته (NMR) را به طور خلاصه شرح دهید و تفاوت‌ها و شباهت‌های آن را با ESR (تشدید اسپینی الکترون) در پاسخ خود ذکر کنید.

منابع:

- 1- Instruction Manual (ESR APPARATUS Model SE-9636)
- 2- Melissonos Adrian C.; Experiment in Modern Physics, Page 374. (ویرایش قدیمی)
- 3-Second Edition of above reference (2003), chapter 7.
- 4- Griffiths David J.; Introduction to Electrodynamics (Third Edition), chapter 5.
- 5- www.pasco.com.